

## Présentation de restifem

restifem® est un pessaire de soutien vaginal en silicone.

### Champ d'application


Que ce soit pour une jeune maman ou une femme d'âge mûr, le pessaire peut soulager les symptômes d'une incontinence urinaire d'effort ou ceux d'une descente d'organes. Ses bienfaits sont à la fois d'ordre préventif et thérapeutique. Après un accouchement, restifem® soulage le tissu conjonctif du plancher pelvien et favorise ainsi sa restauration, notamment les tissus de soutien de l'utérus et le système de contrôle de la continence urinaire.

### Conseils d'utilisation

Utilisation après un accouchement pendant au moins 3 à 6 mois après la fin de la période des lochies, et tant qu'il y a allaitement ou que des douleurs pelviennes subsistent.

Mise en place le matin, retrait et nettoyage la nuit.

- 1 Pubis
- 2 Urètre
- 3 Vessie
- 4 Utérus
- 5 Rectum
- 6 Plancher pelvien
- 7 restifem®



## Où se procurer restifem

restifem® est disponible dans notre boutique en ligne:  
[www.restifem-shop.com](http://www.restifem-shop.com)

Vous pouvez également envoyer votre commande par e-mail:  
[info@restifem.com](mailto:info@restifem.com)

Pour de plus amples renseignements, consultez:

[www.restifem.com](http://www.restifem.com)

### small



#### Dimensions

Longueur: 7,0 cm  
Largeur avant: 3,0 cm  
Largeur arrière: 4,0 cm  
Article n°: R011S

### medium



#### Dimensions

Longueur: 8,0 cm  
Largeur avant: 3,5 cm  
Largeur arrière: 4,5 cm  
Article n°: R011M

### set

(1 small, 1 medium)

Article n°: R011Set

#### Achat direct et conseil:

VIOMED Vertriebs GmbH  
Berliner Straße 90  
14797 KLOSTER LEHNIN  
ALLEMAGNE  
Fax: +49 (0) 3382 7042 81  
E-Mail: [info@restifem.com](mailto:info@restifem.com)  
Web: [www.restifem.com](http://www.restifem.com)  
Shop: [www.restifem-shop.com](http://www.restifem-shop.com)

**restifem**<sup>®</sup>  
back to balance

**Innovation dans la  
thérapie par pessaire**

VIOMED

VIOMED

# L'innovation pour le plancher pelvien

## Effet préventif

La grossesse et l'accouchement entraînent la distension, voire des lésions, du tissu conjonctif du plancher pelvien, ainsi qu'une sollicitation extrême de ses muscles. La thérapie par pessaire de soutien soulage ces deux phénomènes, tout en favorisant le processus d'involution. Une involution optimale peut réduire le risque de faiblesses ultérieures du plancher pelvien. Les femmes peuvent porter le pessaire après un accouchement, qu'il soit vaginal ou par césarienne.


Assistance des processus  
d'involution après un  
accouchement

Soulagement / stabilisation  
du tissu conjonctif du  
plancher pelvien

Soulagement des muscles  
du plancher pelvien

**restifem**<sup>®</sup>  
back to balance

## Prévention et thérapie



Application aisée pour l'utilisatrice

## Effet thérapeutique

Les femmes souffrant d'incontinence urinaire d'effort (perte involontaire d'urine) et/ou de prolapsus (notamment utérin ou vaginal) peuvent voir leur maux soulagés, voire supprimés, par le port de ce pessaire. Le pessaire redresse l'utérus tout en soutenant la vessie et l'urètre.

Thérapie du prolapsus  
génital et de l'incontinence  
urinaire d'effort

Mécanisme de maintien  
rétrosymphysaire

Pessaire de forme adaptée  
à l'anatomie et la  
configuration du vagin