

Mi a restifem?

A restifem® egy szilikonból készült hüvelyi támasztópesszáríum.

Alkalmazási terület


Legyen szó fiatal anyáról vagy érett nőről: a pesszáríum enyhítheti a stresszinkontinencia vagy a süllyedés (uterus prolapsus) tüneteit, megelőző és terápiás tulajdonságokkal rendelkezik. Szülés után a restifem® tehermentesíti a medencefenék kötőszövetét (különösen a méh tartószerkezetét és a vizeletinkontinenciát szabályozó rendszert), elősegítve ezzel annak visszafejlődését.

Alkalmazási területek

Szülés utáni használat esetén a szülés utáni vérzés megszűnése után legalább 3-6 hónapig vagy a szoptatás időtartamára, illetve amíg a medencefenéki panaszok fennállnak.

Helyezze be reggel, este vegye ki és tisztítsa meg.

- 1 Szeméremcsont
- 2 Húgycső
- 3 Húgyhólyag
- 4 Méh
- 5 Végbél
- 6 Medencefenék
- 7 restifem®



Orvosi termék Németországból

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Str. 90
14797 Kloster Lehnin
NÉMETORSZÁG
E-Mail: info@restifem.com

További információk alább:

www.restifem.com

small



Méretetek

Hossz: 7,0 cm
Szélesség elől: 3,0 cm
Szélesség hátul: 4,0 cm
Cikkszám: R011S

medium



Méretetek

Hossz: 8,0 cm
Szélesség elől: 3,5 cm
Szélesség hátul: 4,5 cm
Cikkszám: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Cikkszám: R011Set

Értékesítés és tanácsadás

Értékesítés Magyarországon:
Erdeiné Dombai Krisztina
+36 30 / 9 87 - 14 98
intimegeszseg@gmail.com
www.intimegeszseg.hu

restifem®
back to balance

Újdonság a
pesszáríumterápiában

VIOMED

VIOMED

Medencefenék-innováció

Megelőző hatás

A terhesség és a szülés a medencefenék kötőszövetének túlnyújtásához és néha sérüléséhez, valamint a medencefenék izmainak túlterheléséhez vezet. Mindkettő enyhíthető a támasztópesszáriummal végzett terápiával, amely segíti a medencefenék izomzatának újbóli megerősítését. A medencefenék-izomzat tónusának helyreállítása csökkentheti a medencefenék későbbi funkcionális korlátainak kockázatát. A hüvelyi szülésen vagy császármetszéssel átesett nők is viselhetik a pesszáriumot.


A szülés után segíti a medencefenék-izomzat tónusának helyreállítását

A medencefenék kötőszövetének tehermentesítése / stabilizálása

A medencefenék izmainak tehermentesítése

restifem[®]
back to balance

Megelőzés és terápia



Könnyű kezelhetőség a felhasználó számára

Terápiás hatás

Azoknál a nőknél, akik stresszinkontinenciában (akaratlan vizeletszivárgás) és/vagy süllyedésben (különösen méhprolapsus, hüvelyprolapsus) szenvednek, ezek a panaszok a pesszárium viselésével enyhíthetők vagy megszüntethetők. A pesszárium megemeli a méhet, és megtámasztja a húgyhólyagot és a húgycsövet.

A descensus és a stresszinkontinencia terápiaja

Retroszimfizikus tartási mechanizmus

A hüvely anatómiájához és konfigurációjához igazodó pesszáriumforma