

## Co to jest restifem

restifem® jest silikonowym pessarem dopochwowym.

### Obszar zastosowania


Zarówno u młodej matki, jak i u dojrzałej kobiety: pessary mogą złagodzić objawy wysiłkowego nietrzymania moczu lub obniżenia, a także mają właściwości profilaktyczne i lecznicze. Po porodzie restifem® odciąża tkankę łączną dna miednicy (zwłaszcza aparat podtrzymujący macicę i układ kontroli trzymania moczu) i w ten sposób sprzyja jej regeneracji.

### Instrukcja zastosowania

Stosować po porodzie po zakończeniu oczyszczania się macicy przez co najmniej 3-6 miesięcy lub tak długo, jak długo trwa karmienie piersią lub występują zaburzenia dna miednicy.

Wprowadzać rano, wyjmować i czyścić wieczorem.

- 1 Kość łonowa
- 2 Cewka moczowa
- 3 Pęcherz moczowy
- 4 Macica
- 5 Odbytnica
- 6 Dno miednicy
- 7 restifem®



## Gdzie można kupić restifem

restifem® jest dostępny w naszym sklepie internetowym:

[www.restifem-shop.com](http://www.restifem-shop.com)

Istnieje również możliwość złożenia zamówienia pocztą elektroniczną:  
[info@restifem.com](mailto:info@restifem.com)

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

[www.restifem.com](http://www.restifem.com)

### small



#### Wymiary

Długość: 7,0 cm  
Szerokość z przodu: 3,0 cm  
Szerokość z tyłu: 4,0 cm  
Nr artykułu: R011S

### medium



#### Wymiary

Długość: 8,0 cm  
Szerokość z przodu: 3,5 cm  
Szerokość z tyłu: 4,5 cm  
Nr artykułu: R011M

### set

(1 small, 1 medium)

Nr artykułu: R011Set

#### Bezpośredni zakup i doradztwo:

VIOMED Vertriebs GmbH  
Berliner Straße 90  
14797 KLOSTER LEHNIN  
NIEMCY  
Fax: +49 (0) 3382 7042 81  
E-Mail: [info@restifem.com](mailto:info@restifem.com)  
Web: [www.restifem.com](http://www.restifem.com)  
Shop: [www.restifem-shop.com](http://www.restifem-shop.com)

**restifem**<sup>®</sup>  
back to balance

**Innowacje w  
pessaroterapii**

VIOMED

VIOMED

## Innowacje w zakresie dna miednicy

### Działanie prewencyjne

Ciąża i poród prowadzą do nadmiernego rozciągnięcia, a czasem także do urazów tkanki łącznej dna miednicy, jak również do przeciążenia mięśni dna miednicy. W obu przypadkach terapia za pomocą pessaru przynosi ulgę, wspomagając proces regeneracji. Optymalna regeneracja może zmniejszyć ryzyko późniejszych ograniczeń funkcjonalnych dna miednicy. Pessary mogą nosić kobiety, które rodziły naturalnie lub przez cesarskie cięcie.


Wsparcie procesu regeneracji poporodowej

Odciążenie / stabilizacja tkanki łącznej dna miednicy

Odciążenie mięśni dna miednicy

**restifem**<sup>®</sup>  
back to balance

### Profilaktyka i terapia



Łatwa obsługa dla użytkowniczki

### Efekt terapeutyczny

U kobiet, które cierpią na wysiłkowe nietrzymanie moczu (mimowolny wyciek moczu) i/lub obniżanie (zwłaszcza wypadanie macicy, wypadanie pochwy), dolegliwości te mogą zostać złagodzone lub wyeliminowane dzięki noszeniu pessaru. Pessar wyrównuje macicę oraz podtrzymuje pęcherz moczowy i cewkę moczową.

Leczenie wypadania i wysiłkowego nietrzymania moczu

Mechanizm podparcia tylnej części spojenia

Kształt pessaru dostosowany do anatomii i konfiguracji pochwy