

Что такое restifem

restifem® – это вагинальный поддерживающий пессарий из силикона.

Область применения


И молодой матери, и зрелой женщине пессарий может помочь уменьшить симптомы недержания мочи при физическом напряжении или опущения матки и влагалища. Он обладает как профилактическими, так и терапевтическими свойствами. После родов restifem® разгружает соединительную ткань тазового дна (особенно поддерживающий аппарат матки и систему контроля мочеиспускания) и способствует ее восстановлению.

Указания по применению

Применение после родов после окончания лохий в течение не менее 3–6 месяцев либо до тех пор, пока продолжается грудное вскармливание или имеются проблемы с тазовым дном.

Ставить по утрам, снимать и мыть на ночь.

- 1 лобковая кость
- 2 мочеиспускательный канал
- 3 мочевого пузыря
- 4 матка
- 5 прямая кишка
- 6 тазовое дно
- 7 restifem®



Где можно приобрести restifem?

restifem® можно приобрести в нашем интернет-магазине:

www.restifem-shop.com

Заказ можно сделать и по электронной почте:
info@restifem.com

Более подробная информация:

www.restifem.com

маленький



Размеры

Длина: 7,0 см

Ширина спереди: 3,0 см

Ширина сзади: 4,0 см

Номер артикула: R011S

средний



Размеры

Длина: 8,0 см

Ширина спереди: 3,5 см

Ширина сзади: 4,5 см

Номер артикула: R011M

набор

(1 маленький, 1 средний)

Номер артикула: R011Set

Покупка у производителя
и консультирование::

VIOMED Vertriebs GmbH

Berliner Straße 90

14797 KLOSTER LEHNIN

ГЕРМАНИЯ

Факс: +49 (0) 3382 7042 81

Эл. почта: info@restifem.com

Сайт: www.restifem.com

Магазин: www.restifem-shop.com

restifem®
back to balance

Инновация в области
лечения с помощью
пессария

VIOMED

VIOMED

Инновация в области лечения заболеваний тазового дна

Профилактическое действие

В результате беременности и родов у женщин часто возникают такие проблемы, как перерастяжение, иногда повреждение соединительной ткани и перегрузка мышц тазового дна. Использование поддерживающего пессария способствует разгрузке мышц и тканей и, как следствие, ускорению восстановительных процессов. Оптимальное восстановление может снизить риски нарушения функций тазового дна в будущем. Использовать пессарий могут как женщины после вагинальных родов, так и после кесарева сечения.


**Поддержка
восстановительных
процессов после родов**

**Разгрузка / стабилизация
соединительной ткани
тазового дна**

**Разгрузка мышц
тазового дна**

restifem[®]
back to balance

Профилактика и лечение



Простота в применении

Терапевтическое действие

Женщины, страдающие от недержания мочи при физическом напряжении (непроизвольное выделение мочи) и/или опущения (в частности матки или влагалища), могут значительно улучшить свое самочувствие и частично или полностью избавиться от неприятных симптомов путем использования пессария. Он выравнивает матку и поддерживает мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

**Лечение опущения
матки или влагалища и
недержания мочи при
физическом напряжении**

**Ретросимфизный
удерживающий механизм**

**Форма пессария адаптирована
к анатомическим
особенностям и строению
влагалища**