

Vad är restifem

restifem® är en vaginal stödpessar av silikon.

Tillämpning


Oavsett om du är en ung mamma eller en mogen kvinna kan en pessar lindra symtomen på ansträngningsinkontinens eller prolaps och har förebyggande och terapeutiska egenskaper. Efter förlossning avlastar restifem® bäckenbottens bindväv (särskilt livmoderns stödsystem och systemet för kontroll av urininkontinens) och främjar därmed dess återhämtning.

Bruksanvisningar

Används efter förlossning efter avslutad postpartumblödning under minst 3-6 månader eller så länge som amning eller bäckenbottenbesvär förekommer.

Sätt in på morgonen, ta ur och rengör på kvällen.

- 1 Blygdben
- 2 Urinrör
- 3 Urinblåsan
- 4 Livmoder
- 5 Rektum
- 6 Bäckenbotten
- 7 restifem®



Var kan jag köpa restifem

restifem® finns i vår webbshop:
www.restifem-shop.com

Det är också möjligt att beställa via e-post:
info@restifem.com

För ytterligare information, besök:

www.restifem.com

small



Mått

Längd: 7,0 cm
Bredd framtill: 3,0 cm
Bredd baktill: 4,0 cm
Artikelnr: R011S

medium



Mått

Längd: 8,0 cm
Bredd framtill: 3,5 cm
Bredd baktill: 4,5 cm
Artikelnr: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Artikelnr: R011Set

Direktköp och rådgivning:

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Straße 90
14797 KLOSTER LEHNIN
TYSKLAND
Fax: +49 (0) 3382 7042 81
E-Mail: info@restifem.com
Web: www.restifem.com
Shop: www.restifem-shop.com

restifem®
back to balance



Innovation inom
pessarbehandling

VIOMED

VIOMED

Innovativ nyhet för bäckenbotten

Förebyggande effekt

Graviditet och förlossning orsakar uttänjning och ibland även skador på bäckenbottens bindväv samt överbelastning av bäckenbottenmuskulaturen. Det kan lindras genom behandling med stödpessar under återhämtningen. En optimal återhämtning minskar risken för framtida problem med bäckenbotten. Både kvinnor som har fött vaginalt och genom kejsarsnitt kan bära pessaret.


Stödja
återhämtningsprocesserna
efter förlossningen

Avlastning / stabilisering
av bäckenbottens bindväv

Avlastning av
bäckenbottenmuskulaturen

restifem[®]
back to balance

Förebyggande och behandling



Enkel att använda

Terapeutisk effekt

Kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens (ofrivilligt urinläckage) och/eller descensus (särskilt livmoderprolaps, vaginal prolaps) kan lindras eller eliminera dessa besvär genom att bära pessaret. Pessaret rätar upp livmodern och stöder urinblåsan och urinröret.

Behandling av descensus och
ansträngningsinkontinens

Retrosymfysisk
hållningsmekanism

Pessarform
anpassad till
slidans anatomi