

Wat is restifem

restifem® is een vaginaal ondersteuningspessarium gemaakt van siliconen.

Toepassingsgebied


Jonge moeders of vrouwen van middelbare leeftijd: het pessarium kan de symptomen van stress-urine-incontinentie of verzakking verlichten en heeft preventieve en therapeutische eigenschappen. Na de bevalling ontlast restifem® het bekkenbodembindweefsel (met name het steunapparaat van de baarmoeder en voor het urinaire continentiecontrolesysteem) en bevordert zo de regressie ervan.

Toepassingsinstructies

Gebruik: na de bevalling en na voltooiing van de kraamtijd gedurende minimaal 3-6 maanden of zolang er borstvoedings- of bekkenbodemplachten aanwezig zijn.

,s Morgens inbrengen,
,s avonds verwijderen
en schoonmaken.

- 1 Schaambeek
- 2 Urinebuis
- 3 Blaas
- 4 Baarmoeder
- 5 Endeldarm
- 6 Bekkenbodem
- 7 restifem®



Waar is restifem te koop?

restifem® is verkrijgbaar in onze webshop:
www.restifem-shop.com

U kunt ook bestellen door een e-mail te sturen:
info@restifem.com

Meer informatie vindt u onder:

www.restifem.com

small



Afmeting

Lengte: 7,0 cm
Breedte aan de voorkant: 3,0 cm
Breedte aan de achterkant: 4,0 cm

Artikelnr.: R011S

medium



Afmeting

Lengte: 8,0 cm
Breedte aan de voorkant: 3,5 cm
Breedte aan de achterkant: 4,5 cm

Artikelnr.: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Artikelnr.: R011Set

Directe aankoop en advies:

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Straße 90
D-14797 KLOSTER LEHNIN
DUITSLAND

Fax: +49 (0) 3382 7042 81
E-mail: info@restifem.com
Website: www.restifem.com
Webshop: www.restifem-shop.com

restifem[®]
back to balance



**Innovatie
in pessariumtherapie**

VIOMED

VIOMED

De bekkenbodeminnovatie

Preventief effect

Zwangerschap en bevalling leiden tot overbelasting en soms letsel aan het bekkenbodembindweefsel en overbelasting van de bekkenbodemspieren. Beide worden verlicht door de therapie met het ondersteunende pessarium en zo wordt het regressieproces ondersteund. Optimale regressie kan het risico op latere functionele beperkingen van de bekkenbodem verminderen. Vrouwen kunnen zowel na een vaginale bevalling als na een keizersnede het pessarium dragen.


Ondersteuning van de postpartumprocessen na de bevalling

Ontlasting/stabilisatie van het bekkenbodembindweefsel

Ontlasting van de bekkenbodemspieren



Preventie en therapie



Eenvoudig in gebruik

Therapeutisch effect

Bij vrouwen die lijden aan stressincontinentie (onvrijwillig urineverlies) en/of descensus (met name baarmoederverzakking, vaginale verzakking), kunnen deze symptomen worden verlicht of geëlimineerd door het ondersteunende pessarium te dragen. Het pessarium richt de baarmoeder op en ondersteunt de blaas en urethra.

Behandeling van verzakking en stress-urine-incontinentie

Retrosymfyair ondersteunend mechanisme

Pessariumvorm aangepast aan de anatomie en vorm van de vagina