

Cos'è restifem

restifem® è un pessario vaginale in silicone.

Ambito di applicazione


Che sia per giovani madri o per donne mature, con le sue proprietà preventive e terapeutiche il pessario può alleviare i sintomi dell'incontinenza urinaria da sforzo o del prolasso pelvico. Dopo il parto, restifem® sgrava il tessuto connettivo del pavimento pelvico (in particolare l'apparato di supporto dell'utero e il sistema di controllo dell'incontinenza) e ne promuove il ripristino.

Indicazioni d'uso

Utilizzo dopo il parto al cessare delle lochiazioni, per almeno 3-6 mesi ovvero per tutta la durata dell'allattamento o dei disturbi a carico del pavimento pelvico.

Applicare al mattino, rimuovere e pulire alla sera.

- 1 Osso pubico
- 2 Uretra
- 3 Vescica
- 4 Utero
- 5 Retto
- 6 Pavimento pelvico
- 7 restifem®



Dove si può trovare restifem

restifem® è disponibile nel nostro shop online:
www.restifem-shop.com

Gli ordini possono essere effettuati anche via e-mail:
info@restifem.com

Ulteriori informazioni all'indirizzo:

www.restifem.com

small



Dimensioni

Lunghezza: 7,0 cm
Larghezza anteriore: 3,0 cm
Larghezza posteriore: 4,0 cm
N. articolo: R011S

medium



Dimensioni

Lunghezza: 8,0 cm
Larghezza anteriore: 3,5 cm
Larghezza posteriore: 4,5 cm
N. articolo: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Artikelnr.: R011Set

Acquisto diretto e consulenza:

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Straße 90
14797 KLOSTER LEHNIN
GERMANIA
Fax: +49 (0) 3382 7042 81
E-Mail: info@restifem.com
Web: www.restifem.com
Shop: www.restifem-shop.com

restifem[®]
back to balance

**Innovazione nella
terapia con pessario**

VIOMED

VIOMED

L'innovazione per il pavimento pelvico

Effetto preventivo

Gravidanza e parto portano a un'ipertensione e talvolta anche a lesioni del tessuto connettivo del pavimento pelvico e all'eccessiva sollecitazione della relativa muscolatura. Entrambi vengono alleviati mediante il trattamento con pessario, promuovendo così il processo di ripristino. Un ripristino ottimale può ridurre il rischio di successive limitazioni funzionali del pavimento pelvico. Il pessario si addice sia dopo un parto vaginale sia dopo un taglio cesareo.


Promozione dei processi di ripristino dopo il parto

Sgravio / stabilizzazione del tessuto connettivo del pavimento pelvico

Sgravio della muscolatura del pavimento pelvico

restifem[®]
back to balance

Prevenzione e terapia



Facile da maneggiare per l'utente

Effetto terapeutico

Nelle donne che soffrono di incontinenza urinaria da sforzo (perdita involontaria di urina) e/o prolasso (in particolare dell'utero e della vagina), indossare il pessario può alleviare o eliminare questi disturbi risollevando l'utero e sostenendo vescica e uretra.

Trattamento del prolasso e dell'incontinenza urinaria da sforzo

Meccanismo di sostegno retrosinfisiale

Forma del pessario adattata all'anatomia e alla configurazione della vagina